

# EQUIPO MÉDICO

## ▶ CHC-MD300C23

Oxímetro de Pulso Choicemmed 6 Modos de Pantalla Onda Pletismográfica para Adulto Color Morado



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oxímetro con pantalla Led.  
Muestra la Onda Pletismográfica Alarma Auditiva.  
Bajo consumo de energía.  
40 horas continuas de trabajo.  
Indicador de baja oxigenación.  
Apagado automático.  
Color: Morado.

### ESPECIFICACIONES

Paciente: Adulto.  
Modo de Display: Dual Color OLED  
SpO2  
Rango de medición: 70-99% Resolución: 1%  
Exactitud de medición: 80-99%  $\pm 2\%$  70-70%  $\pm 3\%$

Frecuencia de pulso:  
Rango de medición: 30-235 lpm Resolución: 1 lpm  
Exactitud de la medición: 30-100:  $\pm 2$ lpm  
101-235:  $\pm 2$  lpm

Display  
Tipo: OLED  
Parámetros: SpO2, FR, barra de pulso, onda pletismográfica Modo: 6 modos de Display  
Brillo: ajustable en 10 niveles.

Alarmas: Indicación de batería baja en el Display Dimensiones: 58mm X 32 mm X 34 mm  
Peso: 28 gr sin baterías.  
Utiliza: 2 baterías AAA alcalinas o recargables.  
Se puede ajustar el brillo de la pantalla para resguardar la vida de las baterías.

## IDEAL PARA

Su uso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la oxigenación: la detección temprana de hipoxia antes de que ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia.

Es de gran ayuda pues reduce la frecuencia de punciones arteriales y el análisis de gases sanguíneos en el laboratorio.

Detecta el descenso de los niveles de saturación de oxígeno antes de que ocurra algún daño.

## BENEFICIOS

Fabricado con la más alta tecnología.

Pequeño, ligero y cómodo de llevar.

Display OLED con 6 modos de pantalla.

Se muestra valores de SpO2, FC y onda pletismográfica y pulso en la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla en 10 niveles.

Bajo consumo de energía, apagado automático Indicador de estado bajo de batería.

Incluye plástico protector del oxímetro, correa de sujeción, estuche de guarda, manual de usuario.

Garantía: 2 años.

Certificaciones: CE, TUV, MD.