

EQUIPO MÉDICO

▶ CHC-MD300K2

OXÍMETRO DE MANO CHOICEMMED A COLOR ONDA PLETISMOGRÁFICA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN USB



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oxímetro de Mano.
Pantalla OLED dual muestra SpO₂, PR, barra de pulso y onda.
Brillo ajustable, 6 modos de visualización.

ESPECIFICACIONES

Indicación de bajo voltaje: se indica cuando el voltaje de la batería es bajo y puede afectar al normal funcionamiento del oxímetro.
El producto se apagará automáticamente cuando no esté en función.

IDEAL PARA

El oxígeno combina la hemoglobina de las células de sangre rojas cuando ellos dos pasan por pulmón.
Después de pasar el pulmón, él es transportado a través de cuerpo como la sangre arterial.
El equipo de Oxímetro del pulso usa dos frecuencias de Luz (Rojo e infrarrojo) que asegura el porcentaje de saturación de la hemoglobina en la sangre y el oxímetro.
Este porcentaje es nombrado en Saturación de sangre y oxímetro o SpO₂.
El Oxímetro del pulso mide y muestra la velocidad del pulso, y al mismo tiempo él también puede medir el nivel de SpO₂.
Dispositivo diseñado para comprobar la saturación de oxígeno en la sangre del paciente nivel (SpO₂) y la frecuencia del pulso.

BENEFICIOS

Fabricado con la más alta tecnología.
Pequeño, ligero y cómodo de llevar.
Bajo consumo de energía, apago automático.
Indicador de estado bajo de batería.
Transmisión de información USB.