



# REHABILITACIÓN

## ▶ HBI-SL-882

### ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTANEO



#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Electroestimulador transcutáneo.  
Incluye programas para TENS, EMS y Masaje.  
2 canales independientes  
Manual de programación.  
50 programas preestablecidos.

#### ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD retro iluminada.  
Dimensiones: 130 x 70 x 28 mm  
Ancho de pulso: 100 $\mu$ S ~ 500 mS  
Frecuencia de pulso: 1-120 Hz  
Rango de pulso: 1-150 Hz  
Fuerza de pulso: 1-150 V  
Fuente de poder: 3 baterías AAA  
Ancho de pulso: 40-250 $\mu$ S  
Salida de voltaje: máx. 99 Vpp, basados en 500 Ohm de carga +..10%  
Tiempo de tratamiento: 5-90 minutos, 5 minutos por intervalo  
Fuerza de pulso: 0-15 etapas ajustables.

#### IDEAL PARA

El tratamiento de Belleza, Masaje y Entrenamiento.

La terapia con TENS (Estimulación Electro-Nerviosa Transcutáneo), no es invasiva, es libre de drogas y no adictiva. Ayuda a la reducción de medicamentos para manejar el dolor así como otros narcóticos.

La terapia con EMS (Estimulación Eléctrica Muscular), es utilizada para prevenir o reducir la atrofia muscular, es decir, la debilidad y pérdida de fuerza muscular. Ayuda al manejo del dolor relacionado con los músculos.

#### BENEFICIOS

Diseño innovador y sofisticado.

Fácil de utilizar.

Es ideal para llevar a cualquier parte, gracias a su tamaño.